

OPIA
INNOVATION



 OPIA
Pirmax

Standard Elektrorollstuhl



PA200



PA201



PA202



PA204



PA204K



PA207



PA208



PA210



PA303

Manueller Rollstuhl



PM110



PM111



PM112



PM210



PM220



PM220A



PM230



PM240



PM250



PM320



PM321



PM330



PM331



PM500



PM930



PM930L



PM931



PM931L



PM9070



PM9031C



BUGGY





Chassis	faltbar mit ausgebautem Akku
maximale Geschwindigkeit	6-8 km/h
max. Fahrwinkel	12°
maximale Reichweite	25±5km
Kapazität	100-120 kg
Radabmessungen	8"x2" (Vorderseite) 12.5x2.25 (Hinterseite)
Bremssystem	Elektromagnetische Bremse
Batterien	Gel 12V33AH*2 / 32A-33A
Ladegerät	DC24V 4A - (5A/6A)
Ladezeit	6-8h
Motor	24V/250W*2
Joystick	24V/40A / 50A
Gewicht ohne Batterie	49 kg
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



62-63 cm




44-46 cm



100-120 kg



60-63 kg



32/33



250 W



40/50



Chassis	faltbar mit ausgebautem Akku
maximale Geschwindigkeit	6-8 km/h
max. Fahrwinkel	12°
maximale Reichweite	25±5km
Kapazität	120-135 kg
Radabmessungen	8"x2" (Vorderseite) 12.5x2.25 (Hinterseite)
Bremssystem	Elektromagnetische Bremse
Batterien	Gel 12V32AH*2-33A
Ladegerät	DC24V5A (5A/6A)
Ladezeit	6-8h
Motor	24V/320W*2 - 340W*2
Joystick	24V/50A - 50A/70A
Gewicht ohne Batterie	59 kg
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



62-63 cm



44-50 cm



120-135 kg



57-59 kg



32/35 Ah




340 W



50/70




Chassis	faltbar mit ausgebautem Akku
Maximale Geschwindigkeit	6-8 km/h
Max. Fahrwinkel	12°
Maximale Reichweite	25±5km
Kapazität	120-135 kg
Radabmessungen	8"/10" (Vorderseite) 12.5"/14"(Hinterseite)
Bremssystem	Elektromagnetische Bremse
Batterien	Gel 12V33AH*2 / 40AH
Ladegerät	DC24V5A (5A/6A)
Ladezeit	6-8h
Motor	24V/320W*2 - 340W*2
Joystick	24V/50A - 70A
Gewicht Ohne Batterie	60 kg
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle

						
60-63 cm	44-54 cm	120-135 kg	60-62 kg	5/6 Ah	33-40 Ah	320/340 W



Chassis	Aluminium-Chassis
Maximale Geschwindigkeit	6-8 km/h
Max. Fahrwinkel	12°
Maximale Reichweite	25±5km
Kapazität	120-135
Radabmessungen	8"x2" (Vorderseite) 12.5x2.25 (Hinterseite)
Bremssystem	Elektromagnetische Bremse
Batterien	Gel 12V32AH*2 - 33AH
Ladegerät	DC24V4A (5A/6A).
Ladezeit	6-8h
Motor	24V/320W*2 oder 24V/340W*2
Joystick	24V/50A - 70A o
Gewicht Ohne Batterie	65 kg
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



45-50 cm

45-50 cm

120/135kg

52-55 kg

32/33 Ah

320/340W



Chassis	Aluminium-Chassis
Maximale Geschwindigkeit	6-8 km/h
Max. Fahrwinkel	12°
Maximale Reichweite	25±5km
Kapazität	100-120 kg
Radabmessungen	8"x2" (Vorderseite) 12.5x2.25 (Hinterseite)
Bremssystem	Elektromagnetische Bremse
Batterien	Gel 12V32AH*2 - 33AH
Ladegerät	DC24V4A (5A/6A)
Ladezeit	6-8h
Motor	24V/320W*2 - 24V/340W*2
Joystick	24V/50A - 70A
Gewicht Ohne Batterie	65 kg
Modell	14", 16" und 18" Modellbau für Fahrgestelle



50-62 cm




40-50 cm



100/120kg



44-49 kg



32/33 Ah



320/340W



Chassis	Aluminium-Chassis
Maximale Geschwindigkeit	6-8 km/h
Max. Fahrwinkel	12°
Maximale Reichweite	25±5km
Kapazität	100-120 kg
Radabmessungen	8"x2" (Vorderseite) 12.5x2.25 (Hinterseite)
Bremssystem	Elektromagnetische Bremse
Batterien	Lithium 24V 20AH
Ladegerät	DC24V3A (5A/6A)
Ladezeit	5 h
Motor	24V/250W*2
Joystick	24V/50A
Gewicht Ohne Batterie	24 kg
Modell	Geeignet für 14", 16" und 18" Fahrgestelle Modellbau



55-60 cm




44-50 cm



100-120 kg



20-25 kg









24 Ah



250 W



Chassis	Stahl-Chassis
Maximale Geschwindigkeit	6-8 km/h
Max. Fahrwinkel	12°
Maximale Reichweite	25±5km
Kapazität	120-135 kg
Radabmessungen	8"/10" (Vorderseite) 12.5"/14" (Hinterseite)
Bremssystem	Elektromagnetische Bremse
Batterien	GeI12V32AH*2 - 33A/40A
Ladegerät	DC24V4A (5A/6A)
Ladezeit	6-8h
Motor	24V/320W*2 - 340*2
Joystick	24V/50A - 70A
Gewicht Ohne Batterie	65 kg
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle

					
55-65 cm	45-50 cm	120-135 kg	65/75 kg	32-33-40	320-340 W



Chassis	Stahl – Stoßdämpfer
Maximale Geschwindigkeit	6-8 km/h
Max. Fahrwinkel	12°
Maximale Reichweite	25±5km
Kapazität	125-145 kg
Radabmessungen	8"x2" (Vorderseite) 12.5"x2.25" (Hinterseite)
Bremssystem	Elektromagnetische Bremse
Batterien	Gel12V32AH*2 - 33
Ladegerät	DC24V5A (5A/6A)
Ladezeit	6-8h
Motor	24V/320W*2 - 340W*2
Joystick	24V/50A - 70A
Gewicht Ohne Batterie	72 kg
Modell	Geeignet für 18" und 20" Fahrgestelle Modellbau



62-63 cm




44-50 cm



125-145 kg



60-65 kg



32-33 Ah



320/340 W



Chassis	Stahl, Kapitänssitze
Maximale Geschwindigkeit	6-8 km/h
Max. Fahrwinkel	12°
Maximale Reichweite	25±5km
Kapazität	150-165 kg
Radabmessungen	265x85 (Vorderseite) 300-8 (Hinterseite)
Bremssystem	Elektromagnetische Bremse
Batterien	Gel12V40AH*2 - 56-64
Ladegerät	DC24V5A (5A/6A)
Ladezeit	10-12 h
Motor	24V/340W*2 - 450W
Joystick	24V/50A -70A
Gewicht Ohne Batterie	71kg
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



44-54 cm




65-70 cm



150/165 kg



60-65 kg



40-56-64



340-450 W

MADE IN
TURKEY



Transport WHEELCHAIR



ALP
Pirmax







Chassis	Stahlfahrgestell - klappbar
Vorraderad	8"x1.25" Füllung
Hinterrad	24" Füllung (Aluminiumverbund)
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	120-135 kg
Armlehne	nicht Verstellbar,PVC
Fußstütze	nicht Verstellbar
Material	kariertes Sitzpolster (schwer entflammbar)
Rückenlehne	nicht Verstellbar
Andere	Wadenband, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



55-60 cm




40-46 cm



100-120 kg



14-17 kg



Verschiedene Felgenoptionen



Chassis	Verchromtes Stahlchassis, klappbar
Vorderrad	6"x1.25" Füllung
Hinterrad	24" Füllung (Aluminiumverbund)
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	120-135 kg
Armlehne	Nicht verstellbar, PVC
Fußstütze	Nicht verstellbar
Material	schwarzes Leder
Rückenlehne	nicht Verstellbar
Andere	Wadenband, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



55-60 cm




40-46 cm




100-120 kg



14-17 kg



Verschiedene Felgenoptionen



Chassis	Stahlchassis, klappbar
Vorderrad	8"x1.25" Füllung
Hinterrad	24" Füllung (Aluminiumverbund)
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	120-135 kg
ArMLEhne	nicht Verstellbar, PVC
Fußstütze	abnehmbar, schwenkbar, faltbar und höhenverstellbar
Material	schwarzes Leder
Rückenlehne	nicht Verstellbar
Andere	Wadenband, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



55-62 cm




44-46 cm



120-135 kg



16-19 kg



Verschiedene Felgenoptionen



Chassis	Aluminium, klappbar
Vorraderad	8 "x1.25" Polsterung
Hinterrad	24" Füllung
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	120-135 kg
Armlehne	Höhenverstellbar und abnehmbar, PU
Fußstütze	Abnehmbar, faltbar und höhenverstellbar und winkelverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	faltbar
Andere	Wadenstütze, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt, Kopfstütze, und Seitenstütze
Modell	Geeignet für 18", 20" und 22" Fahrgestelle Modellbau



50-55 cm



36-44 cm



120 -135 kg




15-17 kg



Verschiedene Felgenoptionen



Chassis	Stahl, klappbar
Vorderrad	8"x1.25" Füllung
Hinterrad	24" Füllung (Drahtfelge / Verbundfelge)
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	120-135 kg
Armlehne	Nach hinten klappbar und Abnehmbar. PVC
Fußstütze	abnehmbar, schwenkbar, faltbar und höhenverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	nicht Verstellbar
Andere	lumbale Wadenstütze, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle

				
60-62 cm	40-46 cm	120-135 kg	15-17 kg	Verschiedene Felgenoptionen



Chassis	Stahl, klappbar
Vorderrad	200x50 PU-Füllung
Hinterrad	24" Füllung (Aluminiumverbund)
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	120-135 kg
Armllehne	klappbar und abnehmbar am Rücken, PU
Fußstütze	abnehmbar, schwenkbar, faltbar und höhenverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	faltbar
Andere	lumbale Wadenstütze, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



50-65 cm




44-60 cm



120-150 kg



15-17 kg



Verschiedene Felgenoptionen



Chassis	Stahl, klappbar
Vorderrad	200x50 PU gefüllter rad
Hinterrad	24" Füllung (Aluminiumverbund)
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	120-135 kg
Armlehne	klappbar und abnehmbar am Rücken, PU
Fußstütze	abnehmbar, schwenkbar, faltbar und höhenverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	faltbar
Andere	Wadenstütze, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt, Sitzkissen
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle

				
50-55 cm	40-46 cm	120-135 kg	15-17 kg	Verschiedene Felgenoptionen



Chassis	Stahl, klappbar
Vorderrad	200x50 PU-Füllung
Hinterrad	24" Füllung (Aluminiumverbund)
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	120-135 kg
Armlehne	klappbar und abnehmbar am Rücken, PU
Fußstütze	abnehmbar, schwenkbar, faltbar und höhenverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	faltbar
Andere	Wadenstütze, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt, Sitzkissen
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



50-65 cm




40-46 cm



120-150 kg



15-17 kg



Verschiedene Felgenoptionen



Chassis	Aluminium Faltung
vorderad	8'x 2" Füllung
Hinterrad	24" Füllung
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	120-135 kg
Armlehne	klappbar und abnehmbar am Rücken, PU
Fußstütze	abnehmbar, schwenkbar, faltbar und höhenverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	Festgelegt
Andere	Wadenstütze, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt, Begleitbremse, Sitzkissen
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



60-65 cm



44-55 kg



120-135 kg



14-18kg



Chassis	Aluminium, klappbar
vorderad	6"x1.25" Füllung
Hinterrad	16" Füllung
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	100-120 kg
Armlehne	klappbar und abnehmbar am Rücken, PU
Fußstütze	abnehmbar, schwenkbar, faltbar und höhenverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	faltbar, nicht Verstellbar
Andere	Wadenstütze, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt, Begleitbremse, Sitzkissen
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



55-60 cm



44-50 cm



100-120 kg



17-20 kg



Chassis	Stahl
Vorderrad	6"x1.25" Füllung
Hinterrad	16" Füllung
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	100-135 kg
Armlehne	Höhenverstellbar und abnehmbar, PU
Fußstütze	Abnehmbar, faltbar und höhenverstellbar und winkelverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	Winkel Einstellbar
Andere	Wadenstütze, Reflektor, handbremse, X-typ Sicherheitsgurt, Kopfstütze, Front- und Seitenstütze
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



60-63 cm




46-50 cm



100-135 kg



17-22 kg



Verschiedene Felgenoptionen



“

Pädiatrischer Manueller Rollstuhl



Chassis	Stahl, zusammenklappbar
Vorderrad	6"x1.25" Füllung
Hinterrad	22" Füllung
Sitzbreite	14" (36 cm)
Kapazität	100-120 kg
Armlehne	nicht Verstellbar, PVC
Fußstütze	Nicht Verstellbar
Material	kariertes Sitzpolster (schwer entflammbar)
Rückenlehne	nicht Verstellbar
Andere	Wadenstütze, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt
Modell	14" und 16" Modellbau für Fahrgestelle



50-55 cm



35-40 cm



100-120 kg



17-19 kg



Chassis	Aluminium Faltung
Vorderrad	8 "x1.25" Füllung
Hinterrad	22" Füllung
Sitzbreite	14" (36 cm)
Kapazität	75-110 kg
Armlehne	klappbar und abnehmbar am Rücken, PU
Fußstütze	abnehmbar, schwenkbar, faltbar und höhenverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	faltbar
Andere	Wadenstütze, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt, Begleitbremse, Sitzkissen
Modell	14" und 16" Modellbau für Fahrgestelle



50-55 cm



30-40 cm




75-110 kg



13-14 kg







Chassis	Aluminium Faltung
Vorderrad	6"x1.25" Füllung
Hinterrad	16" Füllung
Sitzbreite	14" (36 cm)
Kapazität	100-120 kg
Armlehne	Höhenverstellbar und abnehmbar, PU
Fußstütze	abnehmbar, faltbar und höhen- und winkelverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	Winkleinstellbar, Neigung
Andere	Wadenstütze, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt, Kopfstütze, und Seitenstütze
Modell	Geeignet für 14" und 16" Fahrgestelle Modellbau



55-60 cm



30-40 cm




90-110 kg



17-20 kg



Chassis	Aluminium Faltung
Vorderrad	6"x1.25" Füllung
Hinterrad	22" Füllung
Sitzbreite	16" (40 cm)
Kapazität	120-135 kg
Armlehne	Höhenverstellbar und abnehmbar, PU
Fußstütze	abnehmbar, faltbar und höhen- und winkelverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	faltbar
Andere	Wadenstütze, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt, Kopfstütze, und Seitenstütze
Modell	Geeignet für 14" und 16" Fahrgestelle Modellbau



50-55cm

36-44 cm

120-135 kg

15-17 kg

Verschiedene Felgenoptionen



Chassis	Stahl, klappbar
Vorrad	6"x1.25" Füllung
Hinterrad	22" Füllung
Sitzbreite	14" (36 cm)
Kapazität	90-110 kg
Armlehne	Höhenverstellbar und abnehmbar, PU
Fußstütze	Abnehmbar, faltbar und höhenverstellbar und winkelverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	faltbar
Andere	Wadenstütze, Reflektor, Handbremse, Sicherheitsgurt, Kopfstütze, und Seitenstütze
Modell	14" und 16" Modellbau für Fahrgestelle



50-55 cm



34-42 cm



90-110 kg



15-17 kg



Chassis	Aluminium-Chassis
Vorrad	6"x2" Füllung
Hinterrad	10" Füllung
Sitzbreite	16" (34cm)
Kapazität	50 kg
Armlehne	Höhenverstellbar und abnehmbar, PU
Fußstütze	Abnehmbar, faltbar und höhenverstellbar und winkelverstellbar
Material	Silber-orange
Rückenlehne	Winkel Einstellbar
Andere	Wadenstütze, Reflektor, handbremse, X-typ Sicherheitsgurt, Kopfstütze, Front- und Seitenstütze
Modell	



34 cm



50 kg



Manueller Rollstuhl Badestuhl



Chassis	Stahl
Vorderrad	5" Füllung
Hinterrad	5" Füllung
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	120-135 kg
ArMLEHNE	Abnehmbar, PVC
Fußstütze	Abnehmbar, öffnet und faltetsch
Material	schwarzes Leder
Rückenlehne	nicht Verstellbar
Andere	Wadenstützband und Toilettensitz
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



50-55 cm




40-46 cm




120-135 kg



16-18 kg



Verschiedene Felgenoptionen



Chassis	Aluminium
Vorderrad	10 cm Füllung
Hinterrad	10 cm Füllung, abschließbar
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	120-135 kg
Armlehne	klappbar und abnehmbar am Rücken, PU
Fußstütze	abnehmbar, schwenkbar, faltbar und höhenverstellbar
Material	schwarze Polsterung (schwer entflammbar)
Rückenlehne	faltbar
Andere	Rollstuhl-Wadenband
Modell	Geeignet für 18", 20" und 22" Fahrgestelle Modellbau

				
50-55 cm	40-46 cm	120-135 kg	15-17 kg	Verschiedene Felgenoptionen



Chassis	Stahl, klappbar
Vorderrad	8"x1.25" Füllung
Hinterrad	24" PU-Polsterung (Aluminium, Verbundwerkstoff)
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	100-120 kg
Armlehne	Abnehmbar, PVC
Fußstütze	Abnehmbar, faltbar und höhen- und winkelverstellbar
Material	schwarzes Leder
Rückenlehne	Winkel Einstellbar
Andere	Wadenstütze, Handbremse, Kopfstütze, Toilettensitz
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



40-45 cm



44-46 cm



100-120 kg



16-19 kg



Chassis	Stahl, klappbar
Vorderrad	8"x 2" Füllung
Hinterrad	24" PU-Polsterung (Aluminium, Verbundwerkstoff)
Sitzbreite	18" (46 cm)
Kapazität	120-135 kg
Armllehne	nicht Verstellbar, PVC
Fußstütze	Abnehmbar, klappbar und hoch einstellbar
Material	schwarzes Leder
Rückenlehne	nicht Verstellbar
Andere	Wadenstütze, Handbremse, Toilettensitz
Modell	18" 20" und 22" Modellbau für Fahrgestelle



60-62 cm



45-50 cm



120-135 kg



15-17 kg



Ersatzteile



Gefüllter Vorderreifen



Gefüllter Hinterreifen



Vorder- und Hinterräder aus Kunststoff



24 V DC Motor



24 V DC Joystick



Batterietypen



Schwammkissen



Fußpalette



PU und PVC Typ
Armlehne



Ladegeräte



Rollstuhlmotor burste



Bremsen





Rollator
PW30



Rückwärts Walker
PW40



Gehilfe
PW50



Gehilfe
PW60



Gehilfe mit Reifen
PW70



Gehilfe
PM809



WC-Sitzerhöhung
PB6500



WC-Sitzerhöhung
PB6600



Zusammenklappbarer
Spazierstock
PB70

MADE IN
TURKEY



Comfortable WHEELCHAIR



PM330



 **Alpiv**
Pirmat

Medizinische Produkte



Unterarmgehstütze
PB10-S



Unterarmgehstütze
PB11-M



Unterarmgehstütze
PB12-L



Krücken
PB60



Spazierstock mit Hocker
PB7310



OPiV
Pirmax



+49 174 2674267



+90 (533) 636 67 42



+90 (850) 308 67 42



info@opiagroup.eu



Germany Headoffice / Hauptstelle: Ikarusallee 15 30179 Hannover DEUTSCHLAND / GERMANY



Germany Warehouse / Lager : Chemnitzer Straße 11-13 30952 Hannover-Ronnenberg/Empelde DEUTSCHLAND / GERMANY



Turkey Headoffice: 15 Temmuz Mah. 148004 Nolu Cad No:7 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP



SCAN ME

