

OPIA
INNOVATION



 OPIA
Pirmax

Standart Elektrikli Tekerlekli Sandalyeler



PA200



PA201



PA202



PA204



PA204K



PA207



PA208



PA210



PA303

Manuel Tekerlekli Sandalyeler



PM110



PM111



PM112



PM210



PM220



PM220A



PM230



PM240



PM250



PM320



PM321



PM330



PM331



PM500



PM930



PM930L



PM931



PM931L



PM9070



PM9031C



BUGGY



“
**Standart Elektrikli
Tekerlekli Sandalye**



Şase	Akü Çıkarılınca Katlanabilen
Maximum Hız	6-8 km/h
Max. Sürüş Açısı	12°
Max. Sürüş Menzili	25±5km
Taşıma Kapasitesi	100-120 kg
Teker Ölçüleri	8"x2" (Ön) 12.5"x2.25" (Arka)
Fren Sistemi	Elektromanyetik Fren
Aküler	Jel 12V33AH*2 / 32A-33A
Şarj Aleti	DC24V 4A - (5A/6A)
Şarj Zamanı	6-8h
Motor	24V/250W*2
Joystick	24V/40A / 50A
Aküszüz Ağırlık	49 kg
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



62-63 cm




44-46 cm



100-120 kg



60-63 kg




32/33



250 W



40/50



Şase	Akü Çıkarılınca Kattanabilen
Maximum Hız	6-8 km/h
Max. Sürüş Açısı	12°
Max. Sürüş Menzili	25±5km
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Teker Ölçüleri	8"x2" (Ön) 12.5"x2.25" (Arka)
Fren Sistemi	Elektromanyetik Fren
Aküler	Jel 12V32AH*2-33A
Şarj Aleti	DC24V5A (5A/6A)
Şarj Zamanı	6-8h
Motor	24V/320W*2 - 340W*2
Joystick	24V/50A - 50A/70A
Aküsz Ağırlık	59 kg
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



62-63 cm




44-50 cm



120-135 kg



57-59 kg



32/35 Ah



340 W



50/70



Şase	Akü Çıkarılınca Katlanabilen
Maximum Hız	6-8 km/h
Max. Sürüş Açısı	12°
Max. Sürüş Menzili	25±5km
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Teker Ölçüleri	8" /10" (Ön) - 12.5" /14" (Arka)
Fren Sistemi	Elektromanyetik Fren
Aküler	Jel 12V33AH*2 / 40AH
Şarj Aleti	DC24V5A (5A/6A)
Şarj Zamanı	6-8h
Motor	24V/320W*2 - 340W*2
Joystick	24V/50A - 70A
Aküszü Ağrlık	60 kg
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



60-63 cm



44-54 cm



120-135 kg



60-62 kg



5/6 Ah




33-40 Ah



320/340 W



Şase	Alüminyum Şase - Katlanır
Maximum Hız	6-8 km/h
Max. Sürüş Açısı	12°
Max. Sürüş Menzili	25±5km
Taşıma Kapasitesi	120-135
Teker Ölçüleri	8"x2"(Ön) 12.5"x2.25" (Arka)
Fren Sistemi	Elektromanyetik Fren
Aküler	Jel 12V32AH*2 - 33AH
Şarj Aleti	DC24V4A (5A/6A).
Şarj Zamanı	6-8h
Motor	24V/320W*2 or 24V/340W*2
Joystick	24V/50A - 70A o
Aküslüz Ağırlık	65 kg
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



45-50 cm

45-50 cm

120/135kg

52-55 kg

32/33 Ah

320/340W



Şase	Alüminyum Şase - Katlanır
Maximum Hız	6-8 km/h
Max. Sürüş Açısı	12°
Max. Sürüş Menzili	25±5km
Taşıma Kapasitesi	100-120 kg
Teker Ölçüleri	8"x2" (Ön) 12.5"x2.25" (Arka)
Fren Sistemi	Elektromanyetik Fren
Aküler	Je1 12V32AH*2 - 33AH
Şarj Aleti	DC24V4A (5A/6A)
Şarj Zamanı	6-8h
Motor	24V/320W*2 - 24V/340W*2
Joystick	24V/50A - 70A
Aküsz Ağırlık	65 kg
Model	14" 16" ve 18" şaseleere uygun model yapımı.



50-62 cm




40-50 cm



100/120kg



44-49 kg



32/33 Ah



320/340W



Şase	Alüminyum Şase - Katlanır
Maximum Hız	6-8 km/h
Max. Sürüş Açısı	12°
Max. Sürüş Menzili	25±5km
Taşıma Kapasitesi	100-120 kg
Teker Ölçüleri	8"x2" (Ön) 12.5"x2.25" (Arka)
Fren Sistemi	Elektromanyetik Fren
Aküler	Lityum 24V, 20AH
Şarj Aleti	DC24V3A (5A/6A)
Şarj Zamanı	5 h
Motor	24V/250W*2
Joystick	24V/50A
Aküsüz Ağırlık	24 kg
Model	14" 16" ve 18" şaselere uygun model yapımı.



55-60 cm




44-50 cm



100-120 kg



20-25 kg



24 Ah



250 W



Şase	Çelik Şase - Katlanır
Maximum Hız	6-8 km/h
Max. Sürüş Açısı	12°
Max. Sürüş Menzili	25±5km
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Teker Ölçüleri	8" / 10" (Ön) - 12.5" / 14" (Arka)
Fren Sistemi	Elektromanyetik Fren
Aküler	Je 12V32AH*2 - 33A/40A
Şarj Aleti	DC24V4A (5A/6A)
Şarj Zamanı	6-8h
Motor	24V/320W*2 - 340*2
Joystick	24V/50A - 70A
Aküsüz Ağırlık	65 kg
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



55-65 cm




45-50 cm



120-135 kg



65/75 kg



32-33-40



320-340 W



Şase	Çelik - Amortisörlü
Maximum Hız	6-8 km/h
Max. Sürüş Açısı	12°
Max. Sürüş Menzili	25±5km
Taşıma Kapasitesi	125-145 kg
Teker Ölçüleri	8"x2" (Ön) 12.5"x2.25" (Arka)
Fren Sistemi	Elektromanyetik Fren
Aküler	Je112V32AH*2 - 33
Şarj Aleti	DC24V5A (5A/6A)
Şarj Zamanı	6-8h
Motor	24V/320W*2 - 340W*2
Joystick	24V/50A - 70A
Akülsüz Ağırlık	72 kg
Model	18" ve 20" şaselere uygun model yapımı.



62-63 cm




44-50 cm



125-145 kg



60-65 kg



32-33 Ah



320/340 W



Şase	Çelik, Kaptan Koltuklu
Maximum Hız	6-8 km/h
Max. Sürüş Açısı	12°
Max. Sürüş Menzili	25±5km
Taşıma Kapasitesi	150-165 kg
Teker Ölçüleri	265x85 ön - 300-8" arka
Fren Sistemi	Elektromanyetik Fren
Aküler	Je 12V40AH*2 - 56-64
Şarj Aleti	DC24V5A (5A/6A)
Şarj Zamanı	10-12 h
Motor	24V/340W*2 - 450W
Joystick	24V/50A -70A
Aküslüz Ağırlık	71kg
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



44-54 cm




65-70 cm



150/165 kg



60-65 kg



40-56-64



340-450 W

MADE IN
TURKEY

Transport WHEELCHAIR



 **AİDO**
Pirmax





“
**Standart Manuel
Tekerlekli Sandalye**



Şase	Çelik Şase - Katlanır
Ön Teker	8"x1.25" dolgu
Arka Teker	24" dolgu (Alüminyum kompozit)
Oturma Genişliği	18" (46 cm)
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Sabit, PVC
Ayıklık	Çıkabilir
Kumaş	Ekose döşeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Sabit
Diğerleri	Baldır Bandı, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemerli
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



55-60 cm




40-46 cm



100-120 kg



14-17 kg



Farklı Jant Seçeneği



Şase	Kromaj Çelik Şase, Katlanır
Ön Teker	6"x1.25" dolgu
Arka Teker	24" dolgu (Alüminyum kompozit)
Oturma Geniřliđi	18" (46 cm)
Tařıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Sabit, PVC
Ayaklık	Çıkabilir
Kumař	Siyah Deri
Sırtlık	Sabit
Diđerleri	Baldır Bandı, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemerı
Model	18" 20" ve 22" řaselere uygun model yapımı.



55-60 cm




40-46 cm




100-120 kg



14-17 kg



Farklı Jant Seçeneđi



Şase	Çelik Şase, Katlanır
Ön Teker	8" x 1.25" dolgu
Arka Teker	24" dolgu (Alüminyum kompozit)
Oturma Genişliği	18" (46 cm)
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Sabit, PVC
Ayaklık	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı
Kumaş	Siyah Deri
Sırtlık	Sabit
Diğerleri	Baldır Bandı, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemerli
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



55-62 cm




44-46 cm




120-135 kg



16-19 kg



Farklı Jant Seçeneği



Şase	Alüminyum, Katlanır
Ön Teker	8"x1.25" dolgu
Arka Teker	24" dolgu
Oturma Geniřliđi	18" (46 cm)
Tařıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir, PU
Ayıklık	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı
Kumař	Siyah Döřeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Katlanır
Diđerleri	Baldır Desteđi, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemerı
Model	18" 20" ve 22" řaselere uygun model yapımı.



50-55 cm




36-44 cm



120 -135 kg



15-17 kg



Farklı Jant Seçeneđi



Şase	Çelik, Katlanır
Ön Teker	8"x1.25" dolgu
Arka Teker	24" dolgu (Alüminyum kompozit)
Oturma Genişliği	18" (46 cm)
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir. PVC
Ayıklık	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı
Kumaş	Siyah Döşeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Sabit
Diğerleri	Baldır Bandı, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemerli
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



60-62 cm




40-46 cm



120-135 kg



15-17 kg



Farklı Jant Seçeneği



Şase	Çelik, Katlanır
Ön Teker	200x50 PU dolgu
Arka Teker	24" dolgu (Alüminyum kompozit)
Oturma Genişliği	18" (46 cm)
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir, PU
Ayaklık	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı
Kumaş	Siyah Döşeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Katlanır
Diğerleri	Bel Baldır Desteği, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemerini
Model	18" 20" ve 22" şaselele uygun model yapımı.



50-65 cm




44-60 cm



120-150 kg



15-17 kg



Farklı Jant Seçeneği



Şase	Çelik Katlanır
Ön Teker	200x50 PU dolgu teker
Arka Teker	24" dolgu (Alüminyum kompozit)
Oturma Geniřliđi	18" (46 cm)
Tařıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Arkaya Kattanabilir ve Çıkabilir, PU
Ayaklık	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı
Kumař	Siyah Döřeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Katlanır
Diđerleri	Baldır Bandı, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemerı, Refakatçi Freni, Oturma Minderi
Model	18" 20" ve 22" řaselere uygun model yapımı.



50-55 cm




40-46 cm



120-135 kg



15-17 kg



Farklı Jant Seçeneđi



Şase	Çelik, Katlanır
Ön Teker	200x50 PU dolgu
Arka Teker	24" dolgu (Alüminyum, Kompozit)
Oturma Genişliği	18" (46 cm)
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir, PU
Ayaklık	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı
Kumaş	Siyah Döşeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Katlanır
Diğerleri	Baldır Desteği, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemerini, Refakatçi Freni, Oturma Minderi
Model	18" 20" ve 22" şaselelere uygun model yapımı.



50-65 cm




40-46 cm



120-150 kg



15-17 kg



Farklı Jant Seçeneği



Şase	Alüminyum Katlanır
Ön Teker	8"x2" dolgu
Arka Teker	24" dolgu
Oturma Genişliği	18" (46 cm)
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir. PU
Ayaklık	Çıkabilir, yana açılabilir. Katlanır ve yüksek ayarlı
Kumaş	Siyah Döşeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Sabit
Diğerleri	Baldır bandı, reflektör, El freni, emniyet kemeri, Refakatçi freni, oturma minderi
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



60-65 cm



44-55 kg



120-135 kg



14-18kg



Chassis	Alüminyum, Katlanır
Front Wheel	6"x1.25" Dolgu
Rear Wheel	16" Dolgu
Seating Width	18" (46 cm)
Carrying Capacity	100-120 kg
Armrest	Yükseklik ayarlı ve çıkabilir, PU
Footrest	Çıkabilir, katlanır ve yüksek Ayarlı ve açısı ayarlanabilir
Fabric	Siyah Döşeme (alev geciktirici)
Backrest	Açı ayarlı, Tilting
Others	Baldır desteği, reflektör, el freni, emniyet kemeri, baş, ön ve yan desteği
Model	18" ve 20" şaselelere uygun model yapımı.



55-60 cm



44-50 cm



100-120 kg



17-20 kg



Şase	Çelik
Ön Teker	6"x1.25" Dolgu
Arka Teker	24" Dolgu
Oturma Genişliği	18" (46 cm)
Taşıma Kapasitesi	100-135 kg
Kolçak	Yükseklik ayarlı ve çıkabilir. PU
Ayaklık	Çıkabilir, katlanır ve yüksek ayarlı ve açısı ayarlanabilir
Kumaş	Siyah Döşeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Açı Ayarlı
Diğerleri	Baldır desteği, reflektör, el freni, x tip emniyet kemeri, baş desteği, ön ve yan desteği
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



60-63 cm




46-50 cm



100-135 kg



17-22 kg



Farklı Jant Seçeneği



“
**Pediadrik Manuel
Tekerlekli Sandalye**



Şase	Çelik, katlanabilir
Ön Teker	6"x1.25" Dolgu
Arka Teker	22" Dolgu
Oturma Geniřliđi	14" (36 cm)
Tařıma Kapasitesi	100-120 kg
Kolçak	Sabit, PVC
Ayaklık	Sabit
Kumař	Ekose Döřeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Sabit
Diđerleri	Baldır Bandı, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemerini
Model	14" ve 16" řaselere uygun model yapımı.



50-55 cm



35-40 cm




100-120 kg



17-19 kg



Şase	Alüminyum Katlanır
Ön Teker	8"x1.25" Dolgu
Arka Teker	22" Dolgu
Oturma Genişliği	14" (36 cm)
Taşıma Kapasitesi	75-110 kg
Kolçak	Arkaya katlanabilir ve çıkabilir, PU
Ayaklık	Çıkabilir, yana açılabilir, katlanır ve yüksek ayarlı
Kumaş	Siyah Döşeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Katlanır
Diğerleri	Baldır Bandı, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemerli, Refakatçi Freni, Oturma Minderi
Model	14" ve 16" şaselere uygun model yapımı.









Şase	Alüminyum, Katlanır
Ön Teker	6"x1.25" Dolgu
Arka Teker	16" Dolgu
Oturma Genişliği	14" (36 cm)
Taşıma Kapasitesi	100-120 kg
Kolçak	Yükseklik ayarlı ve çıkabilir, PU
Ayaklık	Çıkabilir, katlanır ve yüksek Ayarlı ve açısı ayarlanabilir
Kumaş	Siyah Döşeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Açı ayarlı, Tilt
Diğerleri	Baldır desteği, reflektör, el freni, emniyet kemeri, baş, ön ve yan desteği
Model	14" ve 16" şaselere uygun model yapımı.



55-60 cm



30-40 cm




90-110 kg



17-20 kg



Şase	Alüminyum, Katlanır
Ön Teker	6"x1.25" dolgu
Arka Teker	22" dolgu
Oturma Genişliği	16" (40 cm)
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir, PU
Ayaklık	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı
Kumaş	Siyah Döşeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Katlanır
Diğerleri	Baldır Desteği, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemerini
Model	14" ve 16" şaselere uygun model yapımı.



50-55cm

36-44 cm

120-135 kg

15-17 kg

Farklı Jant Seçeneği



Şase	Çelik, Katlanır
Ön Teker	6"x1.25" Dolgu
Arka Teker	22" Dolgu
Oturma Genişliği	14" (36 cm)
Taşıma Kapasitesi	90-110 kg
Kolçak	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir, PU
Ayıklık	Çıkabilir, yana açılabilir, katlanır ve yüksek ayarlı
Kumaş	Siyah Döşeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Sabit
Diğerleri	Baldır Bandı, Reflektör, El Freni, Emniyet Kemerini
Model	14" ve 16" şaselelere uygun model yapımı.



50-55 cm



34-42 cm



90-110 kg



15-17 kg



Şase	Alüminyum, Katlanır
Ön Teker	6"x2" Dolgu
Arka Teker	10" Dolgu
Oturma Genişliği	16" (34cm)
Taşıma Kapasitesi	50 kg
Kolçak	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir, PU
Ayaklık	Çıkabilir, Açık Ayarlı, Katlanır ve Yüksek Ayarlı
Kumaş	Mavi - Turuncu
Sırtlık	Yatabilir, Çift taraflı dönebilir
Diğerleri	Çapraz emniyet kemeri, Yan destek, Baş desteği, Skolyoz desteği, Kasık kaçırcı, Katlanabilir ayaklık, çıkabilir yağmurluk



34 cm



50 kg



“
**Manuel Tekerlekl
Banyo Sandalyesi**



Şase	Çelik
Ön Teker	5" dolgu
Arka Teker	5" dolgu
Oturma Genişliği	18" (46 cm)
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Çıkabilir, PU
Ayaklık	Çıkabilir, Yana Açılır ve Katlanır
Kumaş	Siyah Deri
Sırtlık	Çıkabilir
Diğerleri	Baldır Bandı ve Klozet
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



50-55 cm




40-46 cm




120-135 kg





16-18 kg



Farklı Jant Seçeneği



Şase	Alüminyum
Ön Teker	10 cm dolgu
Arka Teker	10 cm dolgu, kilitlenebilir
Oturma Genişliği	18" (46 cm)
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Arkaya Katlanabilir ve Çıkabilir, PU
Ayaklık	Çıkabilir, Yana Açılabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı
Kumaş	Siyah Döşeme (alev geciktirici)
Sırtlık	Çıkabilir
Diğerleri	Baldır Bandı
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.

				
50-55 cm	40-46 cm	120-135 kg	15-17 kg	Farklı Jant Seçeneği



Şase	Çelik, Katlanır
Ön Teker	8"x1.25" dolgu
Arka Teker	24" PU dolgu (Alüminyum, kompozit)
Oturma Genişliği	18" (46 cm)
Taşıma Kapasitesi	100-120 kg
Kolçak	Çıkabilir, PVC
Ayaklık	Çıkabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı ve Açısı Ayartanabilir
Kumaş	Siyah Deri
Sırtlık	Açı ayarlı
Diğerleri	Baldır Desteği, El Freni, Baş Desteği, Klozet
Model	18" 20" ve 22" şaselere uygun model yapımı.



40-45 cm



44-46 cm



100-120 kg



16-19 kg



Şase	Çelik, Katlanır
Ön Teker	8"x2" dolgu
Arka Teker	24" PU dolgu (Alüminyum, kompozit)
Oturma Genişliği	18" (46 cm)
Taşıma Kapasitesi	120-135 kg
Kolçak	Sabit, PVC
Ayaklık	Çıkabilir, Katlanır ve Yüksek Ayarlı
Kumaş	Siyah Deri
Sırtlık	Sabit
Diğerleri	Açısı Ayarlanabilir, Baldır Desteği, El Freni, Klozet
Model	18" 20" ve 22" şaseselere uygun model yapımı.



60-62 cm



45-50 cm



120-135 kg



15-17 kg



“
Yedek Parçalar

Yedek Parça



Havalı ve Dolgu
Ön Tekerlekler



Havalı ve Dolgu
Arka Tekerlekler



Plastik Ön-Arka
Tekerlekler



24 V DC Motorlar



24 V DC Joystick



Akü Türleri

Yedek Para



Sünger Minder



Ayak Paleti



PU ve PVC Tipi Kolak



Şarj Cihazları



Motor Fıraları



Frenler



“
**Yardımcı
Ekipmanlar**

Medikal Ürünler



Rolatör
PW30



Ters Walker
PW40



Walker
PW50



Walker
PW60



Tekerlekli Walker
PW70



Walker
PM809



Klozet Yükseltici
PB6500



Klozet Yükseltici
PB6600



Katlanır Baston
PB70

MADE IN
TURKEY



Comfortable WHEELCHAIR



PM330



Medikal Ürünler



Koltuk Altı Değneđi
PB10-S



Koltuk Altı Değneđi
PB11-M



Koltuk Altı Değneđi
PB12-L



Kanedyen
PB60



Tabureli Baston
PB7310



OPiV
Pirmax



+49 174 2674267



+90 (533) 636 67 42



+90 (850) 308 67 42



info@opiagroup.eu



Germany Headoffice / Hauptstelle: Ikarusallee 15 30179 Hannover DEUTSCHLAND / GERMANY



Germany Warehouse / Lager : Chemnitzer Straße 11-13 30952 Hannover-Ronnenberg/Empelde DEUTSCHLAND / GERMANY



Turkey Headoffice: 15 Temmuz Mah. 148004 Nolu Cad No:7 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP



SCAN ME

